



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!



## CHEMIKALIEN - ABZUGSUNTERSCHRÄNKE

### Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen


- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Tür/en über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Zuluft über Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 80 in der Rückwand
- ◆ Auffangwanne, Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau entsprechend WHG - **Ü-Zeichen**

#### gemäß StawaR

- ◆ Kennzeichnung nach ASR A1.3

Schranktyp	CHS-AUS 600	CHS-AUS 1100
Außenmaße B x T x H in mm	600 x 570 x 600	1100 x 570 x 600
Innenmaße B x T x H in mm	525 x 525 x 530	1025 x 525 x 530
Auffangvolumen in Liter	30	30
Flügeltüren	1 (DIN rechts)	2
Gewicht in kg	27	45
<b>Artikel-Nr., Außenkorpus:</b>		
<b>RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>B80-6223-A</b>	<b>B80-6220-A</b>

store LAB<sup>TM</sup>  
by LAGOM



CHS-AUS 600,  
Artikel-Nr. B80-6223-A



CHS-AUS 1100,  
Artikel-Nr. B80-6220-A

## CHEMIKALIENSCHRÄNKE BAUHÖHE 1000 / 1300 MM

### Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen


- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Tür/en über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Zuluft über Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en
- ◆ Einlegewannen
  - kippgesichert, Tragkraft 50 kg
  - im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 80 in der Rückwand
- ◆ Kennzeichnung nach ASR A1.3

#### ◆ Inkl. Inneneinrichtung:

#### CHS 950-1000 / CHS 600-1300:

- eine Einlegewanne (EW) bei CHS 950-1000; zwei Einlegewannen (EW) bei CHS 600-1300, Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
- Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**

store LAB<sup>TM</sup>  
by LAGOM



CHS 950-1000,  
Artikel-Nr. B80-6122-A



CHS 600-1300,  
Artikel-Nr. B80-6133-A

Schranktyp	CHS 950-1000	CHS 600-1300
Außenmaße B x T x H in mm	950 x 500 x 1000	600 x 570 x 1315
Innenmaße B x T x H in mm	862 x 467 x 894	512 x 544 x 1310
Auffangvolumen in Liter	AW 1 x 30 / EW 1 x 20	AW 1 x 30 / EW 2 x 20
Flügeltüren	2	1 (DIN rechts)
Gewicht in kg	39	48
<b>Artikel-Nr., Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>B80-6122-A</b>	<b>B80-6133-A</b>